



Tondeuse sans fil pour rongeur FIDELA



Tondeuse robuste et légère sans fil, rechargeable via USB-C pour rongeur.

Code/Référence

Reference: BIO-FIDELA

Description

Tondeuse rechargeable sur secteur, dotée d'un moteur silencieux et puissant, permettant des coupes très fines sur une grande variété d'animaux.

Sa légèreté (141gr) est idéale pour les manipulations sur les rats et souris.

2h d'autonomie


Charge en 150 minutes sur secteur et/ou avec cordon USB-C founis

Charge sur PC possible.

Batterie: Lithium Ion

Livrée avec sa tête de coupe chirurgicale référence BIO-TCFIDELA

Caractéristiques







Largeur: 30mm Poids: 141g

Temps de charge: 150 min charge

Longueur de coupe: 0.4 mm Batterie: 120 min d'autonomie

