

# Thermomètre pour rongeurs BIO-TK8851



Le thermomètre TK8851 de BIOSEB associe la précision de l'électronique et la simplicité de lecture grâce à un large écran - Entrée de gamme idéale pour toutes vos mesures de température sur rongeurs (rats et souris)

Sondes au choix, en supplément

## Code/Référence

Reference: BIO-TK8851

## Description

**Le thermomètre BIO-TK8851 de Bioseb** est spécialement conçu pour les mesures de températures sur les petits rongeurs tels que les rats et les souris, et offre une large gamme de fonctionnalités qui font de cet instrument le thermomètre idéal pour les applications en laboratoire durant vos études sur les modèles animaux.

La voie T1 offre une résolution de 0.1 °C, tandis que le large écran LCD intégré est capable d'afficher 2,5 mesures à la seconde. Avec ses fonctions avancées (maximum, minimum, pause), le thermomètre TK8851 pour rongeurs est **un instrument facile d'utilisation tout en offrant une performance haut-de-gamme pour vos recherches.**

Sa construction solide et ses touches en caoutchouc, alliées à un boîtier plastique résistant, font du TK8851 **un instrument particulièrement durable** adapté à toutes les applications et toutes les conditions d'utilisation.

## Caractéristiques

Poids: 150g

Battery: 9V

Précision: Temperature : +/- (0.1% reading + 0.7°C) (for 18 to 28°C ambient temp.)

Distribution de température: Operating : 0 to 50°C

Gamme de température: -200°C to 390°C (according to probe) (for 18 to 28°C ambient temp.)

### Modèles disponibles

