

## Tubes de silicone Renasil



Ce tube de silicone de haute qualité est maintenant à disposition de la communauté scientifique. 7m

### Code/Référence

Reference: SIL

### Description

Ce tube de silicone de haute qualité est maintenant à disposition de la communauté scientifique.

Longueur : 7m

### Caractéristiques

Longueur: 7.60 m

### Modèles disponibles

Diamètre: 0.64 OD x 0.30 ID mm (SIL025), 0.94 OD x 0.64 ID mm (SIL037), 1.19 OD x 0.64 ID mm (SIL047), 1.65 OD x 0.76 ID mm (SIL065), 2.03 OD x 1.02 ID mm (SIL-080)