


Cathéters pour injection intrathécale/intracranienne

Cathéter pour Rat

Code/Référence

Reference: R-ITC



Description

Les cathéters pour injection intrathécale permettent l'administration de solutions de petits volumes, **quelques microlitres, à la région lombaire** ou d'autres zones de la moelle épinière, chez le rat.

Ces cathéters sont recommandés dans les études impliquant l'**utilisation d'anti-douleurs chez le rat.**

Caractéristiques

Matériaux: MicroRenathane® Tubing

Autres caractéristiques: pour aiguille type N-27/27-PP

Longueur: totale : 140 mm / pointe : 90 mm

Diamètre: O.D. 0.25 mm

Modèles disponibles

O LAB