


## Cathéters à Double Lumen



Un seul point de ponction pour deux accès !  
Modèles de très petite taille disponible

### Code/Référence

Reference: CR-DL

### Description

**2 modèles sont disponibles:**

- **CR-DL28** : Système pour Cathéter Intracrânien à Double Lumen qui contient un cathéter de polyuréthane de 11.7 cm 28 g (0.-635 mm O.D. portion distale / 0.1778 mm I.D.par lumen), une entrée évasée qui accepte une aiguille 27 g, un stylet 0.0762 mm de diamètre en acier inoxydable recouvert de Téflon qui facilite le placement.
- **CR-DL32** : Système pour Cathéter Intracrânien à Double Lumen qui contient un cathéter de polyuréthane de 11.7 cm 32g (0.457mm O.D. portion distale / 0.127mm I.D. par lumen), une entrée évasée accepte une aiguille 32 g, un stylet de 0.0762 mm de diamètre en acier inoxydable recouvert de Téflon qui facilite le placement.

### Caractéristiques

### Modèles disponibles

DL Catheter Models: 11.7 cm 28 g (0.-635 mm O.D. portion distale / 0.1778 mm I.D.par lumen) (CR-DL28), 11.7 cm 32g (0.457mm O.D. portion distale / 0.127mm I.D. par lumen) (CR-DL32)

