


# Cathéter de la veine jugulaire du rat



Nouveaux cathéters vasculaires pour rat en polyuréthane (Micro-Renathane® et RenaPulse™). 3 séries sont disponibles pour les rats : cathéter de la veine jugulaire, artère carotide thoracique et cathéter pour l'artère fémorale.

## Code/Référence

Reference: R-JVC-

## Description

Longueur totale du cathéter : 120 mm  
Longueur intravasculaire : 32 mm  
Longueur du port : 25 mm  
Nombre de perles de rétention : 3

## Caractéristiques

## Modèles disponibles

Composition: MRE-037 (R-JVC-M37), MRE-037 - Pointe arrondie (R-JVC-M37-R)