

Bagues d'oreilles pour petits rongeurs



Bague d'oreille pour petits animaux, particulièrement adaptée pour les animaux de laboratoire, comme les souris, les rats et autres rongeurs

Code/Référence

Reference: EP-1005-1

Description

Technique étendue et éprouvée d'identification, les bagues d'oreilles présentent l'avantage de leur **simplicité**, lors de leur pose, mais également lors du suivi des animaux identifiés.

Caractéristiques

Matériaux: Monel (alliage de nickel-cuivre)

Estampage: 3 chiffres consécutifs peuvent être gravés sur une seule face - 6 chiffres sont disponibles mais vont déborder sur l'autre face

Modèles disponibles

Bagues d'oreille: Gravées de 1 à 1,000 (EP-1005-1), Gravées - Numérotation à définir (EP-CUSTOM), Numérotation à façon avec lettres - gravure simple (EP-CUSTOM-L), Numérotation à façon - marquage laser (EP-CUSTOM-LR), sans gravure (EP-CUSTOM-B)