


Cage circulaire pour l'irradiation



Utilisée pour un transport temporaire ou le confinement des animaux pour des études plus pointues

Code/Référence

Reference: PC-

Description

Ces cages circulaires peuvent maintenir **jusqu'à 11 rongeurs**. Une chambre individuelle permet d'insérer les rongeurs dans la cage.

Ces cages sont disponibles pour des souris, des petits et gros rats.

Ref	Espèce	Diamètre (cm)	Hauteur (cm)	chambre indiv. (cm)	MPC-1	Souris	21	5,9	5 (larg) x 9 (long)
MPC-2	Souris	idem	idem	avec filtres	RPC-1	Petit Rat	41	6,75	10 (larg) x 18 (long)
RPC-2	Gros Rat	46	8	11,5 (larg) x 20 (long)					

Non autoclavable

Caractéristiques

Modèles disponibles

Application: MPC-1 pour souris (MPC-1), MPC-2 , avec filtres - pour souris (MPC-2), RPC-1 pour petits rats (RPC-1), RPC-2 pour gros rats (RPC-2)

