

Starter kit étiquettes d'oreille RapID

Le kit de démarrage RapID contient : • 200 étiquettes RapID (10 plateaux - 5 couleurs) • 40 étiquettes d'entraînement (1 plateau) • 1 applicateur d'étiquettes • 1 outil de retrait



Code/Référence

Reference: BIO-RAPIDSTART

Description

Le système RapID Tag a été conçu pour fournir une **nouvelle méthode automatisée et intelligente pour identifier les rongeurs de laboratoire.**

La conception unique des étiquettes RapID s'articule autour d'un **code-barres de métal encapsulé dans un corps en polymère de qualité médicale et résistant au mâchouillage.** Le code-barres anti-rayures quasiment indestructible contient une combinaison exclusive de caractères alphanumériques fournissant au technicien de laboratoire des **millions de numéros d'identification uniques.**

Les étiquettes de 5 couleurs différentes permettent une **identification visuelle très rapide, bien que secondaire** sans déranger les animaux dans leur cage. Les étiquettes RapID peuvent être reconnues automatiquement par une application exclusive disponible sur internet.

RapID Lab Product Guide Video from RapID Lab on Vimeo.

Caractéristiques

Modèles disponibles

