

Systeme GentleSharp

Un système de prélèvement de sang plus humain



Code/Référence

Reference: GS-101-2

Description

GentleSharp est conçu pour les prélèvements sanguins veineux et artériels des vaisseaux sanguins superficiels, avec collecte de sang par tubes capillaires, test de goutte de sang séché, et autres techniques.

- La poignée de ponction est **compatible avec de&s aiguilles de type Luer Slip et Luer Lock**, les plus utilisées pour le prélèvement de sang.
- Poignée facile à nettoyer et prise en main ergonomique, pour une facilité d'utilisation
- Conforme RoHS
- Livré avec son alimentation et cable secteur
- Certifié ISO 13485

Caractéristiques

Modèles disponibles

Cable: 61cm (2") (GS-101-2), 122 cm (4") (GS-101-4)

