

# Sable hydrophobe pour prélèvement d'urine



Sable hydrophobe LabSand révolutionnaire qui maintient l'urine à la surface permettant un prélèvement facile à l'aide des pipettes fournies !

Lot de 6 sachets

## Code/Référence

Reference: LABSAND-CS

## Description

LabSand est un sable hydrophobe révolutionnaire breveté utilisé pour prélever des échantillons d'urine provenant d'animaux de laboratoire de manière non invasive.

Ce produit unique **conserve l'urine sur le dessus**, rendant la collecte de l'échantillon facile. Le revêtement hydrophobe entièrement naturel est non toxique, stérile, biodégradable, et permet un procédé qui maintient les plus hauts niveaux de la morale et de bien-être pour les animaux.

LabSand a été **validé en laboratoire et agréé par les vétérinaires**, et a traversé des recherches et essais de validation, garantissant qu'il ne modifiera pas les paramètres de l'échantillon d'urine obtenu.

**Non invasive, et facile à utiliser sans stress**, LabSand est la réponse à l'analyse d'urine en laboratoire et dans les installations de recherche.

## Caractéristiques

## Modèles disponibles

