



# Plaque chauffante auto-régulée



Le choix idéal si vous avez besoin d'une plaque auto-régulée avec un budget serré

#### Code/Référence

Reference: BIO-HE002

## **Description**

Notre plaque chauffante peut être réglée sur une large gamme de température : 10°C à 50°C.

## Caractéristiques

Poids: 3 kg

Dimensions: 55cm x 33cm et 37cm x 37cm

Précision: +/- 0,5° C

Temps de pré-chauffage: Approx. 10 min

Alimentation: 220V

Gamme de température: 10 °C - 50 °C

Résolution: 0.1 °C

## Modèles disponibles

Taille: L: 55cm x 33cm (BIO-HE002), M: 37cm x 37cm (BIO-HE002M)