

SMART Tager



Le SMART Tager est un applicateur innovant pour poser des bagues d'oreille rapidement et en continu sur des animaux de laboratoire dans le but de les étiqueter, les catégoriser et de gérer de larges groupes. Un chargeur de bagues d'oreilles peut permettre d'identifier jusqu'à 10 animaux.

Code/Référence

Reference: ST-201

Description

Le SMART Tager est un applicateur innovant qui permet de baguer l'oreille en continu et rapidement les animaux de laboratoire.

Un seul chargement de bagues permet d'étiqueter 10 animaux. Facile, rapide et efficace !

Le SMART Tager et les étiquettes peuvent être stérilisés à 135 °C pendant une heure.

Les étiquettes en résine époxy sont fabriquées pour ne pas provoquer d'allergie, ni d'endommagement des tissus.

Vendu sans bagues, à commander en sus réf : ST-205

Caractéristiques

Modèles disponibles

O LAB