

# Boite de contention Rat pour BP-2000



Boite de contention pour Rat à utiliser seulement avec le BP-2000

## Code/Référence

Reference: BP-RH

## Description

Boite de contention, pour rat, pour BP-2000  
De taille ajustable, pour un meilleur maintien du rat

Base magnétique assurant la fixation des restrainers sur la plateforme chauffante.

De couleur noire et présentant des ouvertures du côté du museau de l'animal, ces boites de contention permettent de maintenir l'animal, tout en évitant de le stresser durant la prise de mesure de pression sanguine.

Facile à nettoyer et résistant à l'urine.

## Caractéristiques

Matériaux: métal anodisé  
Couleurs: noir

### Modèles disponibles

Taille: Rat jusqu'à 1 kg (BP-RH6), Rat 700-850 gr (BP-RH5), Rat 550-700 gr (BP-RH4), Rat 400-550 gr (BP-RH3), Rat inf. 250 g (BP-RH1), Rat 250-400 gr (BP-RH2)

