

## Aiguilles et fil de suture lot de 12



Fil de suture en soie naturelle non-résorbable,  
avec aiguilles courbes  
Lot de 12 aiguilles

### Code/Référence

Reference: SUT

### Description

**SUT-1074:** aiguille triangulaire "reverse cutting" 3/8 de cercle, 19mm  
fil de suture 3/0 en soie noire, tressé , longueur : 45,5cm (18")

**SUT-7116:** aiguille à pointe effilée 1/2 cercle, 17,4mm  
fil de suture 4/0, longueur: 60,9 cm (24")

**SUT-9403:** aiguille droite à pointe conique, 44,4mm  
fil de suture 3/0, longueur: 76,2cm (30")

### Caractéristiques

Matériaux: Soie

### Modèles disponibles

Taille: USP 3/0 - 45,5cm (SUT-1074), USP 4/0 - 61cm (SUT-7116)

# O LAB