

## Ciseaux Metzenbaum



Les ciseaux Metzenbaum offrent une unique combinaison entre des points arrondies et des branches fines pour des dissections délicates avec le moins d'impact possible sur les tissus environnants. Disponibles en version Standard ou SuperCut, courbés ou droits.

Les modèles SuperCut sont fabriqués dans la nuance d'acier chirurgical inoxydable la plus élevée. Trempé et durci pour une durée de vie et d'aiguisage plus longue. La lame SuperCut a été spécialement conçue pour avoir un fil aussi aiguisé qu'un rasoir.

### Code/Référence

Reference: SCM

### Description

### Caractéristiques

### Modèles disponibles

Ciseaux Metzenbaum: SC-M-126 Courbé, Premium, 7" (SC-M-126), SC-M-125 Courbé, Premium, 5" (SC-M-125), SC-M-182 Courbé, Standard, 7" (SC-M-182), SC-M-180 Courbé, Standard, 5.5" (SC-M-180), SCT-M-525 Supercut, Courbé, 4.5", délicat (SCT-M-525), SCT-M-523 SuperCut, Droit, 4.5", délicat (SCT-M-523)