

## Bagues d'oreille La Pias - 5 couleurs

Bagues d'oreilles La Pias, de 5 couleurs différentes, numérotées - boîte de 100



### Code/Référence

Reference: EP-56779-20

### Description

Le faible poids de ces bagues d'oreille, ainsi que leur facilité de lecture, en fait la référence idéale pour l'identification des petits animaux de laboratoire (souris, rats et autres rongeurs).

- bagues d'oreilles **numérotées de 1 à 100** (disponible jusqu'à 999)
- **5 couleurs disponibles : Vert, Bleu, Rouge, Turquoise, Noir**
- également disponible en Inox (non-coloré)
- Après l'application, elles ne sont plus détachables
- numéros gravés au laser, pour une durabilité éprouvée
- bagues d'oreille autoclavables (l'applicateur n'est pas autoclavable)

### Conditionnement : une boîte de 100 bagues

#### Matériau :

- Etiquette : Aluminium
- Fermoir : Acier inox

#### Dimensions :

Souris : 3.5mm O.D. avec pointe 3mm

Rat: 3.5mm O.D. avec pointe 5mm

### **Caractéristiques**

Matériaux: Etiquette : Aluminium / Fermeture: Inox

### **Modèles disponibles**

Animal: Souris (EP-56779-20), Souris (EP-56779-40), Rat (EP-56785-20), Rat (EP-56785-40)  
Bagues d'oreille: de 1 à 20, boîte de 100 (EP-56779-20), de 21 à 40, boîte de 100 (EP-56779-40),  
de 1 à 20, boîte de 100 (EP-56785-20), de 21 à 40, boîte de 100 (EP-56785-40)

LAB