

## Chausson chauffant TCAT



Pour le maintien en température de rongeurs après la chirurgie

### Code/Référence

Reference: WB-

### Description

Cette couverture utilise les **radiations infrarouge** lointain pour réchauffer l'animal en profondeur.

2 modes d'utilisation : couverture développée à plat, ou enveloppement de l'animal

**Référence Animal Dimensions (cm)** WB-1 Souris ou petit rat 20 x 15 WB-2 Rat ou animal plus gros

25 x 25

La couverture chauffante présente une protection contre la surchauffe : en cas de déconnexion de la sonde rectale (feedback sensor) **la température de la couverture n'excèdera pas 42°C.**

Notez que la couverture doit être **couplée au régulateur TCAT-2**, pour profiter de cette fonction de protection

### Caractéristiques

## Modèles disponibles

Animal: Souris (WB-1), Rat (WB-2)

