

# Boîte d'induction rouge

Couleur rassurante pour les rongeurs



## Code/Référence

Reference: AB-RED

## Description

Boîte d'anesthésie **de couleur Rouge avec sol perforé**, pour une utilisation sur les rongeurs.

- Plastique rouge d'une épaisseur de 6.35 mm qui permet une observation constante pendant l'anesthésie et d'éviter les overdoses accidentelles
- **2 tailles** : pour rat ou souris
- Couvercle coulissant usinée avec précision : ouverture aisée
- **Support intérieur escamotable et perforé** : les animaux sont positionnés hors-sol pour un environnement plus propre
- Plastique résistant, durée de vie de plusieurs années
- Ne pas utiliser de solvants organiques liquides

## Caractéristiques

## Modèles disponibles

AB-: S (25.4 cm L x 10.16 cm I x 10.16 cm h) (AB-RED1), L (25.4 cm L x 20.3 cm I x 20.3 cm H) (AB-RED2)

