

Adaptateur pour souris néonatales



A monter sur cadre stéréotaxique - Livré avec
barres d'oreilles 20° et 45° dédiées

Code/Référence

Reference: 68014

Description

Cet adaptateur est spécialement conçu pour les souris néonatales. Il présente une surface de travail étendue (150x100 mm) et offre plus d'espace aux chercheurs. Il peut être facilement placé sur nos instruments stéréotaxiques.

La barre à incisives, le pince-nez et les barres d'oreille peuvent être ajustés de haut en bas dans une plage de 20 mm pour assurer le niveau du crâne.

Caractéristiques

Modèles disponibles