

# Aiguilles souples avec protection anti-morsure

une boîte de 100 aiguilles d'alimentation, souples en PTFE, à usage unique - avec embout inox anti-morsure



## Code/Référence

Reference: BG-99

## Description

Aiguilles en plastique souple (PTFE) pour l'alimentation animale

avec **embout de protection en acier inox**, pour éviter toute perforation de l'aiguille par morsure éventuelle lors de l'intubation

Permet un dosage précis de liquide à destination du sujet tout en **minimisant les risques de percer l'oesophage** .

Stérile, non-toxique, et apyrogène, disponible sous différentes tailles et longueurs

## Caractéristiques

Unités: Chaque boîte contient 100 aiguilles stériles.

## Modèles disponibles

Taille: 17G 3.3" 2.4mm (BG-9926), 18G 3" 2mm (BG-9924), 18G 2" 2mm (BG-9923), 18G 1,5" 2mm (BG-9928), 15G 3.9" 2.8mm (BG-9927), 15G 3.1" 2.8mm (BG-9925)

