

## Filtre à gaz cartouche



Lot de 6 filtres pour l'adsorption des gaz anesthésiques résiduels

### Code/Référence

Reference: R510-31-6

### Description

Ces filtres à cartouche sont composés de charbon actif, matériau à structure poreuse, qui permet de capter les déchets des gaz anesthésiques pour rejeter un air "propre" dans la pièce. Il se connecte directement à votre cage d'induction ou vos masques d'anesthésie via un tuyau à soufflet. Sa durée de vie se contrôle par pesée. Une fois le poids défini atteint, le filtre est considéré comme saturé et doit être changé. Ces filtres sont vendus par lot de 6

### Caractéristiques

Unités: Lot de 6

Conformité aux normes: Marquage CE

### Modèles disponibles

Taille: Petit (poids net : 250g) x 6 (R510-31-S6), Grand (poids net : 800g) x 6 (R510-31-6)