

# Masque d'anesthésie conique

Permet un accès aux yeux, oreilles et haut de la tête

## Code/Référence

Reference: 6868



## Description

Ces masques de forme coniques sont conçus en acrylique transparent. Leur diaphragme permet un ajustement optimal autour du museau des animaux. Ils ont également une tubulure d'entrée à l'intérieur qui permet aux gaz rejetés lors de l'expiration des animaux d'être absorbés par un filtre à gaz. Ceci élimine le risque de fuites de gaz anesthésique dans la pièce.

## Caractéristiques

Matériaux: Acrylique transparent

## Modèles disponibles

Version: Masque conique avec tubing pour souris néonatale (moins de 15g) (68680), Masque conique avec tubing pour souris ou rat néonatal (15-40g) (68681), Masque conique avec tubing pour rat (200-350g) (68682)