

# Masques anesthésiques passifs pour cadres stéréotaxiques

S'adaptent à la plupart des cadres stéréotaxiques

## Code/Référence

Reference: 68601



## Description

Ces masques anesthésiques sont spécifiquement conçus pour s'adapter à la plupart des cadres stéréotaxiques. Ils se fixent sur l'adaptateur, à l'intérieur du "U". Les dents de l'animal sont placées sur la barre incisive.

Ce type de masque est dit "passif" avec entrée et sortie colinéaires. Il ne peut pas être utilisé avec notre système d'évacuation des gaz résiduels par aspiration active mais uniquement avec des filtres à gaz cartouche.

## Caractéristiques

## Modèles disponibles

Animal: Souris ou rat néonatal (moins de 70g) (68601), Rat (moins de 300g) (68602)

# O LAB