

# Kit de masques d'anesthésie pour rongeurs



Coupe anatomique parfaite

## Code/Référence

Reference: XENO

## Description

Grâce à la conception anatomique de ce masque, vous avez un **accès direct de la tête à la queue de l'animal**. Le masque facial réduit l'exposition des techniciens au gaz en séquestrant les déchets, **minimisant les espaces morts et les fuites**. L'installation et le changement de masques sont simples et les adaptateurs pivotants vous permettent d'effectuer rapidement des réglages et même de modifier le masque pour des utilisations stéréotaxiques.

## Caractéristiques

## Modèles disponibles

Description: Kit masque de souris - S,M (XENO-MI-KIT), Kit masque de rat - L,XL (XENO-LR-KIT), Kit masque Taille S (XENO-S), Kit masque Taille M (XENO-M), Kit masque Taille L (XENO-L), Kit masque Taille XL (XENO-XL), Kit complet masque pour rongeurs - S,M,L,XL (XENO-CO-KIT)