

Tête de coupe de précision pour tondeuse LA9600VET



Permet des coupes plus étroites, compatible avec la tondeuse LA9600VET

Code/Référence

Reference: BIO-TC9600P

Description

Permet des tontes très précises pour tondeuse LA9600VET

- pour les oreilles,
- coupe plus étroite,
- permet de sculpter

En acier inoxydable.

Tête de coupe de 5 dents pour une largeur de peigne de 8mm

Pour une utilisation spécifique rongeur, nous vous conseillons la tondeuse BIO-1584

Caractéristiques

Longueur de coupe: 1 mm
Largeur de peigne: 8 mm

Modèles disponibles

