

Tête de coupe chirurgicale 33 dents pour tondeuse LA9600VET



Permet des tontes plus rases sur les gros animaux (chien, chat...) pour tondeuse LA9600VET

Code/Référence

Reference: BIO-TC9600VET

Description

Tête de coupe chirurgicale pour tondeuse LA9600VET.

Tête de 33 dents en acier inoxydable.

Facilement détachable.

Non affutable

Pour une utilisation spécifique rongeur, nous vous conseillons la tondeuse BIO-1584

Caractéristiques

Longueur de coupe: 0.25mm sans sabot

Largeur de peigne: 38 mm

Modèles disponibles

