

Poinçon d'oreille avec contenant



Poinçon d'oreille biseauté, pour identification et/ou un prélèvement d'échantillon.

Code/Référence

Reference: EP-AT-7000

Description

Ce poinçon d'oreille permet l'identification et/ou le prélèvement d'échantillon.

Ce poinçon biseauté permet de couper plutôt que de perforer la peau et minimise ainsi l'inconfort de l'animal.

Effort réduit pour poinçonner dû au ressort du puncher.

Reduit les troubles musculo squelettiques

L'échantillon de biopsie tombe directement dans le tube de 1,5 ml attaché au poinçon

Autoclavable mais doit être lubrifié après usage pour prolonger la durée de vie du poinçon

En acier inoxydable

Vendu sans tube, à commander en option par lot de 100, **réf EP-30120086**

Caractéristiques

Diamètre: poinçon : 2mm ou 2.75mm

Modèles disponibles

Poinçon d'oreille avec contenant: 2 mm poinçon (EP-AT-7000), 2,75 mm poinçon (EP-AT-7075)

