

Contenant pour poinçon d'oreille



Contenant en plastique de 1,5ml pour prélèvement d'échantillon du poinçon EP-AT-7000

Vendu par lot de 100 pièces

Code/Référence

Reference: EP-30120086

Description

Réceptacle avec capuchon en plastique pour prélèvement d'échantillon pour poinçon d'oreille EP-AT-7000 et EP-AT-7075

L'échantillon de biopsie tombe directement dans le tube de 1,5 ml attaché au poinçon.

Le couvercle permet d'éviter les ouvertures fortuites pendant le stockage et l'incubation.

Vendu par lot de 100 pièces

Caractéristiques

Modèles disponibles