

Kit de sondes endotrachéales



pour ventilateur R415 - petit animal jusqu'à 1 kg

Code/Référence

Reference: 415K

Description

Ce kit à utiliser avec le ventilateur R415 comprend les éléments ci-dessous :

- Sonde endotrachéale pour rat, 14G, D.E. : 1,85 mm
- Sonde endotrachéale pour souris, 20G, D.E. : 0,9 mm
- Connecteur Luer - Mâle, 3,2 mm
- Vanne à trois voies en Y - PP - 3,2 mm
- Tubes en silicone - D.I. : 3.0, D.E. : 6.0mm
- Connecteur réduit - 3,2 à 6,3 mm
- Tubes en silicone - D.I. : 6.0, D.E. : 9.0mm

Caractéristiques

Modèles disponibles