

# Système de monitoring homéothermique ThermoStar



Régulateur pour le maintien en température du rongeur pendant la chirurgie et/ou le réveil (tapis chauffant et sonde rectale inclus)

## Code/Référence

Reference: 6902-

## Description

Unité de contrôle ThermoStar permet de maintenir en température l'animal pendant l'acte de chirurgie et/ou pendant la phase de réveil.

Le régulateur de température corporelle est associé à une sonde thermo-couplée.

Son logiciel interne, fonctionnant sur boucle de régulation, permet un rétro-contrôle du régulateur qui va ajuster de manière automatique la température délivrée par le tapis en fonction de la température corporelle de l'animal et à la température consigne.

Il est vendu avec 1 tapis chauffant et 1 sonde de température rat/souris (1,5 mm de diamètre)

Le tapis chauffant à choisir entre 3 tailles :

- L : 12 \* 20,5cm
- M : 9 \* 17cm
- S : 7 \* 10cm

Possibilité de switcher de °Celsius à °Fahrenheit

Possibilité de connecter un 2ème tapis, pour le maintien de 2 animaux de manière indépendante (voir "Options")

### Caractéristiques

Poids: 1,3kgs

Dimensions: 205\*148\*80mm

Alimentation: 100-240V 50/60Hz

Résolution: 0,1°C

Température de fonctionnement: 20° to 45°C

### Modèles disponibles

Taille: S : 7cm x 10cm (69027), M : 9cm x 17cm (69026), L : 12cm x 20,5cm (69020)

LAB