

# Couverture Isothermique Deltaphase 20cm x20cm



Couvertures chauffantes réutilisables offrant une grande sécurité - sans électricité ou câble. Maintient les animaux et les cultures à 37°C pendant des heures : un outil idéal pour maintenir la température des animaux (rats ou souris) pendant les procédures chirurgicales ou pour accélérer le processus de guérison. Idéal pour les Rats Taupes Nus !

Lot de 3

## Code/Référence

Reference: 39DP

## Description

Basé sur les principes fondamentaux de la thermodynamique, **complètement sûr même utilisé avec des gaz inflammables, cet appareil n'utilise pas d'électricité, est sans fil, sans système de commande et 100% réutilisable.**

La couverture chauffante **Deltaphase** est une approche unique de la régulation en température. Il s'agit d'une source de chaleur qui ne surchauffe pas, elle est économique, n'utilise pas de tube, fil ou électricité. Elle est plus sûre que d'autres dispositifs parce qu'elle n'a pas besoin d'un thermostat ou d'un régulateur, et ne génère pas de signaux électriques. Elle maintient une température quasi normale et constante chez les petits animaux ou des cultures pendant plusieurs heures.

dimension 20cm\*20cm

### Caractéristiques

Dimensions: 8"x 8" ou 20cm x 20cm

Matériaux: Inclus 3 couvertures isothermiques Deltaphase et 3 isolants seulement (pas de table d'opération)

### Modèles disponibles

