

## Stand BioLite



L'instrument idéal pour intuber vos rats et souris de toutes tailles

### Code/Référence

Reference: RIS-200

### Description

Le stand est construit à partir d'un seul morceau de polycarbonate avec une conception sans soudure.

Le dessus du stand offre un repose-main, permettant la stabilisation lors de l'intubation, conçu pour supporter un poids significatif.

Sa conception compacte, sans soudure, et sa construction à partir de polycarbonate durable font de ce stand un instrument facile à nettoyer et qui ne se fissure pas avec l'utilisation de produits de nettoyage agressifs comme cela est courant avec des stands similaires construits à partir d'acrylique.

Ce produit fournit un support simple mais durable, facile à nettoyer, stocker et déplacer à n'importe quel endroit.

Fourni avec des élastiques

### Caractéristiques

## Modèles disponibles

Animal: Rat (RIS-200), Souris (RIS-100)

