




Aiguilles et fil de suture non résorbable 6/0 lot de 36



Fil de suture en soie naturelle non-résorbable, avec aiguilles courbes Lot de 36 aiguilles

Code/Référence

Reference: SUT-1073-11

Description

SUT-1074: aiguille triangulaire "reverse cutting" 3/8 de cercle, 19mm fil de suture 3/0 en soie noire, tressé, longueur : 45,5cm (18")

SUT-7116: aiguille à pointe effilée 1/2 cercle, 17,4mm

fil de suture 4/0, longueur: 60,9 cm (24")

SUT-9403: aiguille droite à pointe conique, 44,4mm

fil de suture 3/0, longueur: 76,2cm (30")

Caractéristiques

Matériaux: Soie

Modèles disponibles







