

Illuminateur de veine pour gros animaux



une solution simple pour illuminer la queue des gros animaux avant et pendant l'accès aux veines.

Code/Référence

Reference: VLED

Description

Une solution simple pour illuminer la queue des gros animaux avant et pendant l'accès aux veines.

Rechargeable et portable, est équipé de 28 diodes électroluminescentes (LED), 22 oranges et 6 rouges

Le kit comprend un chargeur, des adaptateurs et 50 couvertures jetables.

Caractéristiques

Modèles disponibles