

Masque concentrique rat et souris pour anesthésie

Adapté aux environnements IRM



Code/Référence

Reference: R510-M

Description

Ces masques présentent un encombrement réduit et peuvent être placés où vous le souhaitez sur votre paillasse ou sur des supports optionnels.

Ils sont robustes, durables et fabriqués dans un matériau non métallique adapté aux environnements IRM.

Ils sont livrés avec la tubulure et convient au rat et souris en ôtant la tube interne.

Le masque peut être fixé avec le bracket original 68625 ou avec la plateforme R510-PGL

Il peut être utilisé avec le filtre à charbon (R510-31-6) et avec l'appareil d'évacuation de gaz (R546Pro)

Caractéristiques

Modèles disponibles

