

# Poinçon d'oreille à ressort

Poinçon d'oreille biseauté, pour identification et/ou un prélèvement d'échantillon.



## Code/Référence

Reference: EP-A7020

## Description

Ce poinçon d'oreille permet l'identification et/ou le prélèvement d'échantillon.

Ce poinçon biseauté permet de couper plutôt que de perforer la peau et minimise ainsi l'inconfort de l'animal.

Effort réduit pour poinçonner dû au ressort du puncher.

L'échantillon de 2mm

Longueur 11cm

**Autoclavable** mais doit être lubrifié après usage pour prolonger la durée de vie du poinçon

En acier inoxydable

## Caractéristiques

Diamètre: poinçon : 2mm

**Modèles disponibles**

