

Chambres d'induction rouge pour rat et souris



Chambre d'induction rouge pour diminuer le stress de vos animaux, compatible avec nos stations d'anesthésie

Code/Référence

Reference: V105

Description

La chambre d'induction pour souris et rats est le meilleur choix pour l'induction rapide de l'anesthésie, par inhalation de gaz anesthésiques, avant la chirurgie animale. Cette opération prend seulement 2 à 5 minutes.

C'est également très utile lorsque vous ne pouvez pas utiliser les masques avec des animaux vigiles.

Le gaz anesthésique est introduit dans la chambre et évacué vers le filtre à cartouche (filtre non inclus)

Dimension 29cm*15cm*17cm

Dois être utilisé avec R546Pro et R510-31-6 (filtre)

Caractéristiques

Matériaux: Plexiglass

Diamètre: 6 mm DI entrée - 22 mm DI sortie
Épaisseur: 1.2 cm (couvercle supérieur) - 0.5 cm (autres)

Modèles disponibles

