

Station d'anesthésie compacte



Solution compacte et polyvalente pour vos besoins en anesthésie

Code/Référence

Reference: TAIJI

Description

Système complet, composé d'un vaporisateur, d'un débitmètre, de connectiques d'entrée et de sortie et d'un kit de tubings.

Vous pouvez utiliser ce système d'anesthésie polyvalent sur des **rats, souris**, hamsters, cochons d'inde, lapins, chats et autres animaux d'un poids inférieur à 7kg.

Il s'adapte à vos besoins, vous permettant de choisir votre alimentation en air (pompe à air ou concentrateur d'oxygène) ainsi que votre anesthésique (Isoflurane ou Sevoflurane).

Permet l'anesthésie de 2 animaux en parallèle : un animal dans la chambre d'induction et un 2e au masque.

La'avantage de ce vaporisateur est son très faible encombrement (26x22x30cm) sur la paillasse.

Il est également adapté à une utilisation mobile : possibilité de le poser sur le nouveau chariot R510-T (en option)

Caractéristiques

Poids: Moins de 7.5 kg

Dimensions: 260mm (L) × 220mm (l) × 300mm (H)

Gamme de température: 10-35°C

Animal: Convient aux rats, souris, hamsters, cochons d'inde, lapins, chats et autres animaux d'un poids inférieur à 7kg

Débit: 0.1-4L/min (débitmètre d'oxygène)

Modèles disponibles

Anesthésique: Isoflurane (TAIJI-IE)

