

# Contention souris avec accès dorsal



Contention souris adulte pour faciliter l'accès au dos pour injection

## Code/Référence

Reference: DA-MOUS

## Description

Tube de contention pour souris de 18 à 35 g avec accès dorsal.

La peau dorsale de la souris est facilement accessible par l'ouverture circulaire supérieure, ce qui permet de réaliser des injections sous-cutanées avec précision, sans risque de morsure et en réduisant la probabilité de se piquer.

Entrée facilitée par un large entonnoir à l'arrière du tube.

Accès également à la queue pour prélèvement, injection ou tatouage.

Dimensions totales 17,4 x 10 x 6,7 cm

Contrairement à l'acrylique, il peut être désinfecté à plusieurs reprises à l'éthanol et passe au stérilisateur.

## Caractéristiques

## Modèles disponibles

