

Micro stérilisateur infrarouge



Stériliser les instruments chirurgicaux à sec en quelques secondes par infrarouge

Code/Référence

Reference: B1000

Description

Décontamination jusqu'à 815°C (appro 1500°F)

Stérilisation infrarouge complète en 5 à 7 secondes. Sûr, pratique et sans éclaboussures. Idéal pour les boucles de platine, les aiguilles et les embouchures de tubes.

L'élément chauffant en céramique est enfermé en toute sécurité dans une chambre de protection en acier inoxydable perforé, protégeant les utilisateurs d'un contact accidentel avec les températures extrêmes de la zone centrale

Caractéristiques

Dimensions: Well 157mm deep x 14mm diameter

Temps de pré-chauffage: 20 min

Température de fonctionnement: 815° C (approximately 1500° F)

Temps: Sterilization : 5 seconds to 7 seconds

Modèles disponibles

