

# Aiguille émoussée avec seringue 1cc



Aiguilles émoussées avec seringue

## Code/Référence

Reference: B-

## Description

Aiguilles émoussées avec seringue 1cc longueur 0,5" (12,7mm) ou 1" (25,4mm)

Toutes les seringues sont capsulées et exposées à l'ETO.

Plusieurs tailles de gauge possible.

Vendu par lot de 25 ou par 100

Destiné à l'usage animal

## Caractéristiques

## Modèles disponibles

Taille: 25g 0-5 L 1cc (B- 25-50-1CC), 23g 0-5 L 1cc (B- 23-50-1CC), 22g 0-5 L 1cc (B-

22-50-1CC), 20g 0-5 L 1cc (B- 20-50-1CC), 20g 1 L 1cc (B- 20-100-1CC), 21g 1 L 1cc (B- 21-100-1CC), 22g 1 L 1cc (B- 22-100-1CC), 23g 1 L 1cc (B- 23-100-1CC), 27g 1 L 1cc (B- 27-100-1CC), 25g 1 L 1cc (B- 25-100-1CC)

